



## КАМЕРА С ПРИЛОЖЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИЯТА



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

## Инструкция за Mini камера USB

### USB камера употреба

1. Изключете USB камерата с компютъра си, преди инсталация, поставете софтуерното CD в CD-ROM устройството, щракнете двукратно върху USBPCCamplus\_v1.5.2.2.exe програма, изберете инсталиране на всички, следвайте инструкциите, докато инсталацията е завършена.
2. Включете USB кабела на фотоапарата в USB порта на вашия компютър, светодиодите на камерата ще бъде включен, компютърът ви автоматично ще търси хардуера на фотоапарата, които трябва да следвате инструкциите на екрана, докато водачът е напълно инсталиран.
3. Щракнете върху иконата старт на вашия компютър, точка да програмирате - > USB PC Camera плюс AMCar, кликнете AMCar, след това можете да видите снимки от камерата в прозореца на AMCar. Когато разстоянието между обектива на камерата и обекта е 15 - трийсетмм, можете да видите много по-добро изображение на монитора.
4. Сложете капака на пластмаса разположение на камерата, поставете камера в устата, зъбите и устна може ясно да се разгледа.



### Внимание:

- Стриктно забранено алкохол да залее камерата.
- Да не се разклаща камерата в употреба, не разглобявайте фотоапарата.
- Дръжте фотоапарата в суха среда, ниска температура, проветриво място.
- Не включвайте USB кабела в компютъра преди да инсталирате софтуера, трябва да свържете USB кабел с PC камера, след инсталирането на софтуера е пълна.

моля консултирайте се с [HTTP://WWW.Picasa.COM](http://WWW.Picasa.COM) и изтегляне Picasa софтуер.

### Въпроси:

**Въпрос:** След като поставите USB щепсела в USB порта на компютъра, фотоапаратът не работи ?

**Отговор:** Проверете светодиодите на камерата, ако не свети, връзката между фотоапарата USB кабел и USB порт на компютъра, не е правилна, освен това да се провери дали програмата AMCar работи, не забравяйте, само една програма AMCar може да работи в една компютърна платформа.

**Въпрос :** Как да си намерим камерата в програмата за обработка на изображението като например Photoshop ?

**Отговор:** Във вашата програма за обработка на изображението, щракнете върху File -> камера / скенер -> USB PCкамера за да търсите в хардуера

---

Още шпионски продукти от същата категория  
Към продукта "Камера с приложение в стоматологията"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg